

TAKASIMA

Массажер для рук M-3008



Руководство пользователя



www.takasima.ru

ВВЕДЕНИЕ

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Массажер выполняет обычный и разминающий массаж, горячие компрессы, тем самым снимая напряжение и усталость, улучшая кровообращение, оказывая положительное воздействие на работу внутренних органов и нормализуя их состояние.

ЛИЦА, КОТОРЫМ РЕКОМЕНДОВАН ДАННЫЙ МАССАЖЕР:

- Лица, использующие компьютер, клавиатуру и мышь в течение долгого времени;
- Лица, работающие пальцами, например музыканты;
- Лица, страдающие от болей и слабости в руках;
- Лица, страдающие от физического и умственного истощения;
- Лица с пониженным уровнем физической активности.

Благодарим вас за покупку нашего ручного массажера.

Перед его использованием внимательно прочтите данную инструкцию.
Сохраните инструкцию для дальнейших справок.

СОСТАВ УСТРОЙСТВА:

Комплект поставки массажера состоит из основного блока, адаптера питания (опция), батареек, инструкции пользователя, перчаток.



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ:

1. Кнопки управления *
2. Клапан сброса воздуха
3. ЖК-дисплей
4. разъем подключения адаптера питания постоянного тока

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

Откройте крышку отсека батареек, вставьте 4 батарейки типа АА, соблюдая полярность, закройте крышку отсека батареек.

Использование массажера:

- Наденьте перчатку;
- выпрямите пальцы (держа ладонь тыльной стороной вниз) и вставьте их в массажер;
- включите массажер, нажмите кнопку пуска, наслаждайтесь расслабляющим массажем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА:

Включение/выключение.

Включение: нажмите и удерживайте кнопку, установите требуемое давление воздуха и продолжительность массажа (продолжительность регулируется временными отрезками по 5 минут; исходное давление воздуха – циркуляционное).

Выключение: нажмите и удерживайте кнопку.

Ручной режим.

Настройка продолжительности массажа: нажмите кнопку – 5 мин/10 мин/15 мин.

Компресс: нажмите кнопку – низкая температура/высокая температура;

нажмите и удерживайте кнопку – отключение горячего компресса;

Давление воздуха – нажмите кнопку – переключение между тремя режимами (стандартное – высокое – слабое);

Примечание: слегка нажмите на клапан сброса воздуха, если давление слишком высоко.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для правильного и безопасного использования массажера внимательно прочтите данную инструкцию.

1. Запрещается использовать массажер во время управления автомобилем.
2. Оберегайте массажер от воздействия высокой температуры и попадания влаги.
3. Использование массажера противопоказано лицам с воспалениями или закупоркой сосудов на руках, а также лицам, перенесшим операции на руках.
4. Перед использованием массажера снимайте с рук все украшения.
5. Не следует использовать массажер, если вы нанесли на ногти лак не более одного часа назад.
6. Перед началом использования массажера требуется надеть специальную перчатку. Во избежание повреждения пневмоподушки, включайте массажер только после того, как вставили в него ладонь.

7. Если вы не планируете использовать массажер в ближайшее время, а также в случае, когда в батарейках истекает заряд, вынимайте их из отсека во избежание протечки. Батарейный лом рекомендуется помещать в специальный бак, предназначенный для соответствующих отходов (рекомендуется использовать щелочные батарейки).
8. Данное электрическое медицинское устройство предназначено для домашнего использования и не может применяться для диагностики, лечения или коммерческого использования.
9. Для чистки устройства используйте стерильную вату, смоченную в нейтральном моющем средстве. Не рекомендуется чистить устройство с помощью воды.
10. Не следует устанавливать среднее и высокое давление в настройках массажера, если у вас нежная кожа рук, во избежание болевых ощущений.
11. Стоит учесть, что при работе массажера на высоком уровне мощности (высокое давление и высокая температура), температура самого устройства повышается.
12. Появление ямочек на коже после использования данного устройства является нормальным явлением. Как правило, ямочки пропадают спустя 15 минут.
13. Устройство соответствует 15-му разделу правил FCC. Существует два условия, которым отвечает массажер: 1) устройство не может оказать вредное воздействие; 2) устройство должно переносить любые помехи, включая те, которые способны привести к его неисправной работе.
14. Обратите внимание, что внесение в работу устройства изменений, несогласованных со стороной, ответственной за соответствие нормам и требованиям, может привести к аннулированию ваших полномочий по использованию устройства.
15. Данное оборудование прошло специальные проверки, согласно которым оно соответствует требованиям для цифровых устройств класса В Раздела 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения соответствующей защиты от неблагоприятных нюансов работы устройства при бытовом использовании. Данное устройство генерирует и излучает радиочастотную энергию, и при неправильной установке и использовании может привести к сбоям в работе средств радиосвязи. Тем не менее, производитель не может гарантировать абсолютное отсутствие помех даже в случае правильной установки устройства. Если устройство создает помехи в работе радио- или телеоборудования, устранить данные помехи можно одним из нижеприведенных способов:
 - Поверните антенну в другое направление или переместите ее;
 - Увеличьте расстояние между средством связи и устройством;
 - Подключите устройство и приемник к розеткам, подведенным к разным электрическим контурам.
 - Обратитесь за помощью к нашему специалисту или опытному теле/радиотехнику.
16. Массажер поддерживает функцию горячего компресса. Если ваша кожа нечувствительна к воздействию высоких температур, будьте внимательны при использовании этой опции, так как существует риск получить ожог.

УСТРАНЕНИЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Неисправность	Вероятная причина	Решение
Устройство не включается	Проверьте заряд батареек	При низком заряде батареек следует их заменить.
	Проверьте правильность установки батареек	Убедитесь в правильной полярности. Убедитесь, что батарейки установлены и зафиксированы в батарейном отсеке.
	Запустите устройство при выключенном питании	Устройство не запускается при выключенном питании
	Проверьте правильность подключения кабеля питания	Убедитесь, что он подключен правильно.
Слишком слабая интенсивность давления воздуха и горячего компресса	Проверьте заряд батареек	При низком заряде батареек следует их заменить. Убедитесь, что батарейки установлены и зафиксированы в батарейном отсеке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение постоянного тока	6В
Оптимальные условия использования	Температура 5°C – 40°C, относительная влажность: ≤ 80%
	Атмосферное давление: 860 мм.рт.ст. – 1060 мм.рт.ст.
Габариты	Длина 265 мм Ширина 201мм x Высота 90 мм
Масса нетто	1129г.
Мощность	6 Вт

ХРАНЕНИЕ

- При хранении устройства дольше шести месяцев проверьте его исправность посредством включения.
- Не храните устройство близко к полу, стенам или потолку.
- Храните устройство в проветренном помещении; не допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей и коррозионных газов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Данное устройство обладает простой ударопрочной конструкцией, и может транспортироваться в самолете, поезде, автомобиле, корабле. Необходимо избегать воздействия дождя, снега, механических ударов на устройство. Не следует переворачивать устройство.

ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ

Не включайте устройство, если напряжение в розетке превышает номинальный диапазон устройства.

Осмотрите внутренний контейнер, адаптер питания. Если они повреждены или имеют трещины, необходимо незамедлительно прекратить использование устройства. Отправьте устройство в центр послепродажного обслуживания нашей компании.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для хранения устройства обеспечьте нормальные условия: чистое сухое место, умеренная влажность воздуха, отсутствие крыс, мышей и насекомых.
- Отключайте устройство перед чисткой пульта управления.
- Храните устройство вне досягаемости детей и домашних животных. Не кладите на устройство тяжелые предметы.
- При возникновении каких-либо неисправностей, свяжитесь с квалифицированным техником. Не разбирайте устройство самостоятельно.

TAKASIMA

ООО «Медберри»

198095, Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, 21, лит. А, оф. 508

Телефон: +7 (812) 385-57-66

125362, Москва, ул. Водников, 2, стр.4

Телефон: +7 (495) 215-14-90

E-mail: office-medberry@medberry.ru

Бесплатный звонок для абонентов РФ:

Телефон: 8 (800) 555-3-800



www.takasima.ru